



マニュアル式研磨装置

# LE CUBE

小型モデルにして強力ハイトルクモーター搭載  
小さくても安定感のある研磨を



## 特 徴

- 小型でありながらハイトルク。荷重による回転数の低下が無し
- 研磨盤3点固定による安定した回転

## 仕 様

研磨盤	フラットアルマグプレート φ200mm
回転数	150/300rpm(2段階)
電源供給	100V
サイズ	W350×L350×H350mm
重量	20kg



メイワフォーシス 株式会社

お電話からお問合せ

大 阪 TEL 06-6674-2222 仙 台 TEL 022-218-0560  
東 京 TEL 03-5379-0051 名 古 屋 TEL 052-686-4794

WEBからお問合せ

<http://www.meiwafosis.com>

大 阪  
〒558-0047 大阪市住吉区千棘2-4-25  
TEL(06)6674-2222(代) FAX(06)6674-2323  
東 京  
〒160-0022 新宿区新宿1-14-2 K御苑前ビル  
TEL(03)5379-0051(代) FAX(03)5379-0811

名 古 屋  
〒464-0075 千種区内山3-10-18 PPビル3F  
TEL(052)686-4794(代) FAX(052)686-5114  
仙 台  
〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-4-1  
TEL(022)218-0560(代) FAX(022)218-0561