



ダイヤモンドホイールソー

MECATOME T180

精密切断からトリミングまで幅広い切断が可能

特長

- ①大型サンプルのトリミングに最適
- ②タッチパネルによる簡単操作
- ③最大3つまでプログラミングメモリーが可能
- ④超硬材料も短時間で切断可能
- ⑤完全インターロックで安全に切断



完全インターロックで非常に安全。
どなたでも簡単に使用して頂けます。
試料固定ジグも豊富にご用意しておりますので
御要望に応じた切断も可能です。

タッチパネルで簡単操作。
サンプル位置の把握も容易にでき、切断速度も任意で選定できます。また、サンプル切断時間の表示もあります。



仕様

ホイールサイズ	φ 75~180mm
回転速度	200~2500rpm
サンプル稼働域	0~120mm
切断可能最大厚み	65mm
クーラント容量	2.5L
電源供給	110V
サイズ	W430×D380×H330mm
重量	30kg

アクセサリ

51156	360° オリエンタブル チャック
51162	アルミニウムプレート 60×25mm (5枚入)
51163	アルミニウムプレート 40×25mm (5枚入)
51164	ドレッシングスティック 13×13×150mm
51710	フランジセットφ 35mm (2枚) φ 75、φ 100mmホイール向け
51711	フランジセットφ 50mm (2枚) φ 100、φ 150mmホイール向け
51712	フランジセットφ 75mm (2枚) φ 180mmホイール向け
51713	サンプルチャック (小)
51714	円柱形状サンプルチャック (32mmまで)
51715	V型サンプルチャック
51716	不定形サンプルチャック
51717	バースタイプチャック
19011	ワックス (5本入り)
01025	カッティングリキッド (10)

切断用ディスク

01040	レジンボンドディスク (10枚入り) A φ100×0.3×12.7mm
01041	レジンボンドディスク (10枚入り) C φ100×0.3×12.7mm
01046	レジンボンドディスク (10枚入り) AO φ125×0.5×12.7mm
01043	レジンボンドディスク (10枚入り) AO φ150×0.5×12.7mm
01060	レジンボンドディスク (10枚入り) S φ180×0.5×25.4mm
02030	ダイヤモンドディスク LM φ75×0.2×12.7mm
02031	ダイヤモンドディスク LM φ100×0.3×12.7mm
02033	ダイヤモンドディスク LR φ100×0.9×12.7mm
02034	ダイヤモンドディスク LM φ125×0.4×12.7mm
02036	ダイヤモンドディスク LM φ150×0.6×12.7mm
02055	ダイヤモンドディスク LM φ175×0.9×12.7mm
51324	リダクションリング (5個セット) 12.7/25.4mm



meiwafosis.com
メイワフォーシス 株式会社

東京 TEL (03) 5379-0051 メール infot@meiwanet.co.jp
〒160-0022 新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル

名古屋 TEL (052) 686-4794 メール infon@meiwanet.co.jp
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-18 PPビル

大阪 TEL (06) 6674-2222 メール infoh@meiwanet.co.jp
〒558-0047 大阪市住吉区千歳2-4-25

仙台 TEL (022) 218-0560 メール infos@meiwanet.co.jp
〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-4-1