

マニュアル精密研磨装置

MINITECH233

回転数・回転方向・研磨時間のメモリー制御
手研磨でも条件コントロールで高い安定性を！



特 徴

- タッチスクリーン制御
- 最大3個までのメモリー機能(回転数・回転方向・水供給・タイマー)
- 段階加速／即時停止
- 研磨紙の水切りドライ機能付き

標準仕様

| | |
|------|--------------------------|
| 研磨盤 | フラットアルマグプレートφ200または250mm |
| 回転数 | 20～700rpm(1rpm刻み) |
| 回転方向 | 2方向 |
| タイマー | 1～999秒 |
| 電源供給 | 100V |
| サイズ | W445×L664×H300mm |
| 重量 | 26kg |

オプション

| | |
|-------|----------------------|
| 56062 | φ250mm ハウジングPVCプレート |
| 56063 | φ250mm プレーンPVCプレート |
| 56055 | φ250mm メタリックサークルホルダー |
| 56068 | φ250mm PVCサークルホルダー |
| 56053 | φ200mm プレーンPVCプレート |
| 56054 | φ200mm メタリックサークルホルダー |
| 56067 | φ200mm PVCサークルホルダー |