

小型試料研磨装置 SBT900



- 特長**
- 手研磨用に最適です。
 - 面出しや、ちょっと研磨したいときに最適です。
 - 200mmの研磨盤サイズ。
 - 可変速(0~1,725r.p.m)。
 - 高速回転の粗研磨から低速回転の仕上げ研磨までこれ1台でOK。
 - 耐水研磨紙、ラッピングフィルム、バフ研磨などあらゆる研磨が可能です。

- 仕様**
- コンパクトサイズ: 330(W) × 387(D) × 241(H)mm
 - 重量: 15.9kg
 - 電源: 100V、50/60Hz



メイワフォーシス株式会社