

病理学限定キャンペーン

病理学の実習に最適。デュアル式の病理サンプル研磨装置を特別価格で！

MINITECH265 病理サンプル研磨装置



ワークスペースを2つ搭載。
サンプル処理数の多いラボや、
同条件比較のサンプル作製、
大学の实習に最適！
タッチスクリーンで詳細な条件設定が可能な
マニュアル研磨装置です。

精密切断からトリミングまで幅広い切断が可能！
SiCでも高速切断(300-2500rpm)

MECATOME T180 ダイヤモンドホイールソー



HL38D マニュアル研磨用試料ホルダー

鏡面研磨、薄片作製、平行切片作製用
研磨ジグ(デジタルメモリ付き)
MECATOME T180と試料台併用可能。
切断後に試料を取り外すことなく
表面研磨ができます！



精密切断研磨システム

内容品

MECATOME T180 ダイヤモンドホイールソー
MINITECH265 病理サンプル研磨装置

研磨システム(ジグ付き)

内容品

MINITECH265 病理サンプル研磨装置
HL38D マニュアル研磨用試料ホルダー(デジタルメモリ付)

精密切断システム(ジグ付き)

内容品

MECATOME T180 ダイヤモンドホイールソー
HL38D マニュアル研磨用試料ホルダー(デジタルメモリ付)

上記対象製品が
セットの購入でお得に！

キャンペーン価格などの詳細は弊社までお問い合わせください。